



INVISIA












Bath Bench


INV-WSBB
(DC148)

invisiacollection.com




<p>2</p>  <p> PP + TPE 0.15lbs 0.07kg</p>	<p>3</p>  <p>WS121</p> <hr/> <p>4</p>  <p>HW203</p>
--	---







2





3




4





2





4





D



MAX
500lbs
227kg



E



English

OVERVIEW

Thank you for choosing the Invisia Bath Bench. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Invisia Bath Bench is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Invisia Bath Bench installed by a qualified contractor.

The Invisia Bath Bench is a high quality, commercial grade bath seat. The Invisia Bath Bench is intended to provide shower seating support for people with reduced mobility. The Invisia Bath Bench rests across the top surface of the bathtub rim, and rubber feet provide friction to reduce horizontal shifting. The maximum user weight for this product is 500lbs / 227kgs. Note: Product is not intended to support full body weight (i.e. do not stand on the seat). The Invisia Bath Bench is not to be used in any other way than described above.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described herein; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified herein. Specifications subject to change without notice.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



DELIVERY CONTENTS / BATH BENCH

FIGURE A.

1. Bath Bench
2. Plastic Friction Feet (x4)
3. Rubber Bumper (x2)
4. #6 x .75" Wood Screw, S/S (x2)

INSTALLATION WARNINGS

FIGURE B.

1. Bath Bench must rest on top of tub rim with a minimum horizontal flat surface of 1.25" / 31.8mm.
2. Bath Bench is intended to be used as a sitting surface only (i.e. downward vertical force only).
3. CAUTION - Do not exert sideward force on the bench.
4. CAUTION - Do not use bench for purposes other than sitting.
5. CAUTION - Do not use bench for more than 1 person at a time.
6. CAUTION - Seat and bathtub are slippery when wet.

INSTALLATION

FIGURE C.

1. Attach plastic friction feet to threaded sliders on the underside of the Bath Bench.
2. Rest Bath Bench on top of tub rim.
3. Slide plastic friction feet against the inside wall of the bathtub.
4. Tighten the plastic friction feet to secure. Inspect hardware regularly, and tighten if required.

BUMPER INSTALLATION: If bathtub width is more narrow than the Bath Bench, additional rubber bumpers may need to be installed.

1. Mark location of bathtub rim on bottom of Bath Bench.
2. Ensure bumpers are aligned with factory-installed bumpers. Drill pilot hole for #6 wood screws.
3. Secure rubber bumper to bottom of Bath Bench.
4. Inspect hardware regularly, and tighten if required.

TECHNICAL DATA

See Figure D.

PRODUCT USAGE

See Figure E.

GENERAL

Gracias por elegir el asiento para tina Invisia. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que su asiento para tina Invisia sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendaríamos que haga instalar el asiento para tina Invisia por un contratista calificado.

El asiento para tina Invisia es un asiento para la tina de alta calidad y de categoría comercial. El asiento para tina Invisia ha sido concebido para ofrecer apoyo a las personas con movilidad reducida cuando se sientan en la ducha. El asiento para tina Invisia se apoya en la superficie superior del borde de la tina, y la fricción de las patas de goma reduce el desplazamiento horizontal. El peso máximo del usuario de este producto es de 500 lb/227 kg. Nota: El producto no está destinado a soportar el peso total del cuerpo (es decir, no se patea sobre el asiento). El asiento para tina Invisia no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



CONTENIDO ENTREGADO/ ASIENTO PARA TINA

FIGURA A.

1. Asiento para tina
2. Patas de fricción de goma (x4)
3. Suplemento de goma (x2)
4. Tornillo para madera #6 x 0,75", A/I (x2)

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

FIGURA B.

1. El asiento para tina debe apoyarse sobre el borde de la tina, con una superficie horizontal plana mínima de 1,25" / 31.8mm.
2. El asiento para tina ha sido concebido para ser usado únicamente como superficie para sentarse (es decir, únicamente fuerza vertical hacia abajo).
3. PRECAUCIÓN – No se debe ejercer fuerza sobre el asiento hacia los costados.
4. PRECAUCIÓN – No usar el asiento para otros fines más que para sentarse.
5. PRECAUCIÓN – No se debe usar el asiento para más de 1 persona a la vez.
6. PRECAUCIÓN – El asiento y la tina son resbaladizos cuando están húmedos.

INSTALACIÓN

FIGURA C.

1. Fijar las patas de fricción de goma al tornillo deslizante que se encuentra sobre la parte inferior del asiento para tina.
2. Apoyar el asiento para tina sobre el borde de la tina.
3. Deslizar las patas de fricción de goma contra la pared interior de la tina.
4. Ajustar las patas de fricción de goma para asegurarlas. Inspeccionar regularmente los accesorios de ferretería, y ajustar si es necesario.

INSTALACIÓN DEL SUPLEMENTO: Si la tina es más angosta que el asiento, es posible que sea necesario instalar suplementos de goma adicionales.

1. Marcar la ubicación del borde de la tina sobre la parte inferior del asiento.
2. Asegurar que los suplementos estén alineados con los suplementos instalados de fábrica. Perforar orificio guía para tornillos para madera #6.
3. Fijar el suplemento de goma a la parte inferior del asiento para tina.
4. Inspeccionar regularmente los accesorios de ferretería, y ajustar si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura D.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura E.